



Neutralisant liquide acide.

thermodent® neutralizer

Notre plus

- Prévient la formation de dépôts
- A utiliser après un nettoyage alcalin
- Sans phosphates, à base d'acide citrique
- Economique : 10 ml / cycle (soit 500 cycles)
- Compatible avec les machines Miele

Domaines d'utilisation

thermodent® neutralizer est un neutralisant liquide à base d'acide citrique pour le traitement en machine des instruments dentaires, instruments de micro-chirurgie, les containers, les pièces à mains et les contre-angles. thermodent® neutralizer peut être utilisé dans les thermo-désinfecteurs multichambres ou individuels.

Propriétés des produits

thermodent® neutralizer s'utilise à 0,1 - 0,2 %. Il est dosé par la pompe de distribution de la machine.

thermodent® neutralizer s'utilise en association avec thermo-dent® alka clean ou thermodent® powder et avec thermodent® clear.

Dans tous les cas, vous devez vous conformer au mode d'emploi de votre thermo-désinfecteur. N'oubliez pas de prendre en compte les messages concernant le niveau de remplissage de vos produits de nettoyage.

Compatible avec les machines Miele.

Conseils d'utilisation

- Prélaver les instruments à l'eau froide pour enlever les souillures et les résidus
- Nettoyer avec thermodent® alka clean (à environ 55°C)
- Neutraliser avec thermodent® neutralizer
- Rincer

- Pendant la phase de désinfection (à 93°C / 5 min) utiliser le thermodent® clear pour un meilleur résultat de rinçage
- Sécher

En cas de doute, se référer aux recommandations d'utilisation du fabricant du thermo-désinfecteur.



Données relatives au produit

Composition :

acide citrique

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH	2 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 4 mPa*s / Méthode : ISO 3219

Remarques particulières

Cycle de traitement des instruments par thermo-désinfection

Avant le traitement par thermo-désinfecteur, il est important de retirer toutes les souillures des instruments, et de les placer dans des plateaux prévus à cet effet. Ces gestes sont essentiels pour assurer un bon nettoyage et une bonne désinfection avant le processus de thermo-désinfection

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent neutralizer 5 l KA	1/jerrycan	143305

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

thermodent[®] neutralizer est un dispositif médical de classe I.
Marquage CE.
thermodent[®] neutralizer est fabriqué par Schülke & Mayr GmbH
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalons-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com