



## gigazyme® X·tra

Nettoyant haute performance à base d'enzymes avec effet de base désinfectant pour le nettoyage d'endoscopes et d'instruments chirurgicaux.

### Notre plus

- excellentes propriétés de nettoyage
- peut être utilisé dans un bain à ultrasons
- très bonne compatibilité avec les matériaux
- mikrobiologische efficacité pour le personnel actif et de la protection de l'environnement
- bactéricide, virucide et levurocidal limites

### Domaines d'utilisation

L'excellente combinaison d'enzymes de grande qualité avec un système à base de tensides innovant assure un nettoyage irréprochable d'instruments thermostables et thermolabiles de tous genres. En complément, l'effet de base désinfectant de gigazyme® X·tra protège le personnel et l'environnement contre les contaminations par des agents infectieux tels que le VIH et le VHB. [0297 CE].

### Conseils d'utilisation

gigazyme® X·tra est un concentré et est dilué avec de l'eau froide à la concentration d'utilisation souhaitée. Les concentrations suivantes sont également valables pour une utilisation dans un bain à ultrasons.

**Dosage:** en fonction du niveau de 1% d'efficacité - 2%.

**Exemple d'application:** 1 litre d'une solution de travail de 2% correspond à 980 ml d'eau et 20 ml gigazyme® X·tra.

Insertion d'endoscopes et instruments retraités immédiatement après usage dans le gigazyme® X·tra solution tra. Dans un mouillage complet, même avec des instruments creux, payer et partir. Après un nettoyage à fond les instruments avec de l'eau de la qualité de l'eau au moins potable, mieux avec de l'eau distillée stérile. ou rinçage à l'eau déminéralisée / rinçage pour éliminer complètement la solution de nettoyage résiduelle. S'il vous plaît noter les recommandations de traitement du fabricant de l'instrument. Utiliser une solution pour les jours ouvrables et renouveler à une contamination clairement visible. gigazyme® X·tra

pas mélanger avec des désinfectants et autres produits de nettoyage. Ne convient pas pour la désinfection finale des dispositifs médicaux semi-critiques et critiques!

**Les concentrations et les mesures d'application suivantes sont également dans l'application de gigazyme® X·tra dans un bain à ultrasons.**

### Efficacité microbologique

Effacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>activité virucide limitée</b> EN14476, EN17111 - en conditions de saleté	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>activité virucide limitée</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	1 % (10 ml/l)	30 min
<b>activité virucide limitée</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>activité virucide limitée</b> EN14476, EN17111 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min



## Données relatives au produit

100 g de gigazyme® X·tra contiennent les quantités de composants actifs suivants :  
7,7 g de chlorure de didécylidiméthylammonium, 0,4 g de polyhexaméthylène biguanide

Identification conf. VO (CE) 648/2004:

15 - 30 % de tensides non ioniques, enzymes, parfums

### Données physico-chimiques

Couleur	vert
Densité	env. 1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	7,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	env. 52 °C / Méthode : DIN 53213, Partie 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 53 mPa*s

## Avis d'expert et information

Vous trouverez dans notre site internet, sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch), un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature disponibles sur la préparation gigazyme® X·tra concentrée.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

## Remarques particulières

Destiné exclusivement à une utilisation par des professionnels. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente. signaler à l'autorité compétente. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans le récipient d'origine. Des gels lubrifiants médicaux (avec ou sans effet anesthésique local) sont souvent utilisés au cours d'examen endoscopiques. Lorsque les solutions d'utilisation et les concentrés de gigazyme® X·tra entrent en contact avec de tels gels, il existe un risque de précipitation. Cette réaction peut se produire en général avec tous les produits contenant des agents désinfectants cationiques. Il convient donc d'éviter tout mélange de produits ou de rincer abondamment les résidus de gel. Veuillez vous renseigner auprès de notre service clientèle pour savoir quels gels lubrifiants sont compatibles.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigazyme X·tra 2 l FL	5/Carton	70003410
gigazyme X·tra 5 l KA	1/jerrycan	70003411

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/10 l	135801

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)