

schülke -†



Tekutý neutralizační přípravek na bázi kyseliny fosforečné pro automatický reprocessing zdravotnických prostředků a laboratorního vybavení.

**Kyselý
oplach**

thermosept® NKP

Naše Plus

- Nepění
- Pro neutralizaci a kyselé čištění
- Bez tenzidů
- Široké spektrum použití

CE

Oblast použití

Vhodný pro neutralizaci v procesu automatického reprocessingu chirurgických nástrojů po alkalickém mytí, a to k prevenci působení alkalických reziduí. Také vhodný pro předčištění i jako základní mycí přípravek na nástroje a interiéry myček, nebo jako čisticí přípravek pro manuální použití ponořením. Před použitím přípravku otestujte odolnost materiálu vůči kyselinám. Vhodný pro jednokomorové i vícekomorové myčky.

Návod na použití

Dávkování:

- Pro neutralizaci po alkalickém mytí: 0,1 - 0,2 % (1-2 ml / l)
- Jako kyselý předmytí: 0,2 - 2 % (2 - 20 ml / l)
- Důkladné čištění nástrojů a vnitřních prostorů myček: 4 % (40ml/l)
- Mechanické čištění ponorem: 4 % (40ml / l)

Pro zlepšení výsledku čištění doporučujeme poslední oplach provést demineralizovanou vodou. Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

thermosept® NKP není vhodný na nástroje z barevných kovů, chromu a eloxovaného hliníku. Ujistěte se, že výše uvedené materiály nejsou obsaženy v komponentech mycího automatu ani odtoku.



Složení

thermosept® NKP obsahuje kyselinu fosforečnou.
Neobsahuje tenzidy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,43 g/cm ³ / 20 °C
pH	1,2 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	Nevztahuje se

Zvláštní upozornění

Doba expirace: 60 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept NKP 6 kg	1/Kanistr	146403
Thermosept NKP 20 kg	1/Kanistr	146409

Související přípravky

- thermosept® alka clean forte
- thermosept® RKF

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com