

schülke -†



Tekutý neutralizačný prípravok na báze kyseliny citrónovej pre strojový reprocessing zdravotníckych pomôcok a laboratórneho vybavenia.

**Strojový
reprocessing -
neutralizácia**

thermosept® NKZ

Naše Plus

- Bez obsahu fosfátov a tenzidov
- Výborná materiálová kompatibilita
- Prevencia proti tvorbe usadenín
- Optimalizuje čistiaci účinok po neutrálnom čistení
- Účinná neutralizácia po alkalickom čistení

Oblasti použitia

Vhodný pre neutralizáciu po alkalickom čistení, počas automatického reprocessingu chirurgických s mikrochirurgických nástrojov, nerezových kontajnerov, rigidných endoskopov, anestéziologického a laboratórneho vybavenia, operačnej obuvi a dojčenských fliaš, na zabránenie pôsobenia alkalických zvyškov. Ďalej je vhodný pre kyslé predčistenie nástrojov z nerezovej ocele. **thermosept® NKZ** je určený pre použitie v umývacích dezinfektoroch a multikomorových umývacích dezinfektoroch. Používa sa k neutralizácii po **thermosept® RKF**, **thermosept® RKN-zym**, **thermosept® alka clean forte**.

Návod na použitie

Dávkovanie prebieha automaticky pomocou integrovaného dávkovacieho zariadenia v umývacom dezinfektore. Prosím dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

Dávkovanie:

Po alkalickom čistení: 0,1-0,2% (1-2 ml / l)

Po neutrálnom čistení: 0,1% (1 ml / l)

Pre finálny oplach v rámci automatického reprocessingu použite demineralizovanú vodu.

Pre kyslé predčistenie predmetov odolných voči pôsobeniu kyselín:

0,2 - 0,5% (2 - 5 ml / l) / 40 ° C - 60 ° C / 30 min.

Po aplikácii je nutný dôkladný oplach demineralizovanou vodou.



Zloženie

Organické kyseliny

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	cca. 4 mPa.s / Metóda : ISO 3219
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH	2 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Len pre profesionálny trh. Pri manipulácii s koncentrátom používajte osobné ochranné pomôcky - rukavice. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Doba expirácia: 60 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept NKZ 20 kg	1/Kanister	146502
Thermosept NKZ 5 kg	1/Kanister	146503

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok tr. I



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com