



## aspirmatic®

Nettoyage, désinfection et entretien du système d'aspiration

### Notre plus

- pour les séparateurs d'amalgame de tout type (p. ex. Dürr, Metasys)
- utilisable dans tous les postes de traitement (p. ex. Sirona, KaVo, Castellini et autres)
- éprouvé dans les larges tests des cabinets (p. ex. dans les unités KaVo et Sirona)
- odeur fraîche

### Domaines d'utilisation

Pour la désinfection et l'entretien quotidien du système d'aspiration dentaire et du crachoir.

### Propriétés des produits

Les solutions assorties aspirmatic® (désinfection nettoyante) et aspirmatic® cleaner (nettoyant spécial) garantissent un nettoyage complet et une sécurité hygiénique nécessaire dans le cabinet. La manipulation simple des systèmes aspirmatic® (récipient de dosage) fait de l'utilisation des produits une routine agréable.

### Conseils d'utilisation

Afin d'éviter des dysfonctionnements du système d'aspiration et de veiller à la sécurité en termes d'hygiène, aspirmatic® doit être employé comme suit: le midi et le soir après la fin du traitement, procéder à la désinfection nettoyante à 2%. Préparer par unité de traitement 2 l de solution dans le récipient de dosage du système aspirmatic®. Pour ce faire, mélanger 1960 ml d'eau et 40 ml de concentré. Aspirer env. 1 ½ litre à travers les tuyaux d'aspiration et verser le ½ litre restant dans la cuvette du crachoir. Laisser agir aspirmatic® au moins 60 minutes durant la pause du déjeuner ou pendant la nuit.

La préparation est diluée dans de l'eau froide diluée jusqu'à la concentration d'application souhaitée. Nous recommandons d'utiliser une à deux fois par semaine, au lieu

de la désinfection à midi, le nettoyant spécial aspirmatic® cleaner.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562 - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>Levure</b> Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	60 min
<b>activité virucide limitée</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	2 % (20 ml/l)	60 min

### Certificats

- VAH certificate

CE 0279



## Données relatives au produit

### Composition :

100 g d'aspirmatic® contiennent : 7,5 g de chlorure de dioctyldimethyl ammonium

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 648/2004 : < 5 % de tensioactifs non ioniques, < 5 % de savon, agents odoriférants

### Données physico-chimiques

Couleur	bleu
Densité	env. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

## Remarques particulières

Pour des raisons de sécurité, porter des gants.

Ne plus utiliser la préparation après la date de péremption.

Ne pas mélanger les concentrés et les solutions d'utilisation et aspirmatic® aspirmatic® plus propre.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
aspirmatic 2 l FL	5/Carton	70003399

## Accessoires

Accessoires	N° art.
aspirmatic system	183701

## Produits associés

- aspirmatic® cleaner

## Informations environnementales

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation aspirmatic® sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)