

schülke -†



neutraliseur acide fluide

thermodent® neutralizer

Notre plus

- sans phosphate
- à base d'acide citrique

Domaines d'utilisation

Utilisation après nettoyage alcalin pour prévenir la formation de dépôts.

Conseils d'utilisation

Concentration d'utilisation: 0,1 - 0,2 % (1 - 2 ml/l).
Le dosage est effectué par le biais des pompes de dosage de la machine.

CE



Données relatives au produit

Composition :

acides organiques

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH	2 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 4 mPa*s / Méthode : ISO 3219

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent neutralizer 5 l KA	1/jerrycan	143305

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermodent[®] neutralizer sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com