

schülke -†



Dezinfekčné utierky so sporicídnym účinkom na báze kyseliny peroctovej určené na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a povrchov.

**Sporicídnym
účinkom**

mikrocid[®] PAA wipes

Naše Plus

- Sporicídna účinnosť
- Ihneď k dispozícii - nie je nutná žiadna aktivácia

Oblasti použitia

Prípravok je vhodný na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a ďalších povrchov. Prípravok je, vďaka jedinečnej sile oxidačného účinku kyseliny peroctovej, vhodný v prípade epidemiologického výskytu sporulujúcich baktérií (napr. *C. difficile*). Utierky **mikrocid[®] PAA** sú ideálnymi dezinfekčnými utierkami aj na aplikáciu v oblastiach so zvlášť vysokým rizikom prenosu patogénnych zárodkov, a to vďaka ich širokému spektru účinnosti a rýchlosti mikrobicídnej aktivity. Oblasti aplikácie zahŕňajú napr. izolačné izby, operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, endoskopie alebo aj neonatológie. Utierky sú vhodné na dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a všetkých typov povrchov. Veľmi vhodné sú aj na dezinfekciu plôch v okolí pacientov a ďalej plôch, ktoré sú v častom kontakte s rukami alebo pokožkou. Utierky sa môžu použiť aj na reprocessing semikritických A a kritických A zdravotníckych pomôcok, pokiaľ výroba zdravotníckej pomôcky povoľuje dezinfekciu oterom. Po dezinfekcii musia byť kritické A a semikritické A zdravotnícke pomôcky znovu utreté. Produkt nie je vhodný na reprocessing semikritických B a kritických B zdravotníckych pomôcok.

Účinnosť

Baktericídna, virucídna, tuberkulocídna, fungicídna, sporicídna (*C. difficile*)

Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Nasadte si ochranné rukavice. Odstráňte z povrchov vopred všetky viditeľné nečistoty. Vyberte z dózy potrebný počet

utierok a utierajte nimi povrchy určené na dezinfekciu; dbajte pritom na dôkladné zmočenie povrchov. Kryt dózy uzavrite čo najskôr po vytiahnutí potrebného množstva obrúskov.

CE 0297



mikrozyd® PAA wipes

Zloženie

100 g roztoku mikrozyd PAA wipes obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 0,06 g kyseliny peroctovej

Ďalšie zloženie: peroxid vodíka, kyselina octová

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	Vodný roztok na ovčie rúno stieračkach
Hustota	1,03 g/cm ³ / 20 °C / aktívneho roztoku
pH	Nevztahuje sa

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Používajte dezinfekčné prostriedky bezpečne. Vždy si prečítajte etiketu a informáciu o výrobku pred použitím. Používajte ochranné rukavice (napr. z nitrilkaučuku). Nepoužívajte na neželezné kovy a nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami. Ďalšie informácie sú k dispozícii na vyžiadanie. Pri dodržiavaní návodu, je doba použiteľnosti utierok po otvorení po dobu 28 dní.

Doba expirácie: 12 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
mikrozyd PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Kartón	70003205

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIb



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com